

Technische Eigenschaften Stamskin Top

- Mehrschichtverbund auf Polyamide-Jersey-Träger

- Flächengewicht: 780 g/qm
- Dicke: 1.0 bis 1.2 mm
- Rollenlänge: 20 m
- Rollenbreite: 140 cm
- Abrieb (keine Beschädigungen): > 120.000
EN ISO 12947-2 Martindale
- Schimmelhemmend ausgerüstet:
Stufe 0, ausgezeichnet
- Max. Einsatztemperatur: -20°C / +70°C
- Reissfestigkeit: EN ISO 1421
> 440 N/5 cm
> 280 N/5 cm

- Brennverhalten
+ Schweiz: 5.3, SN 198898 – VKF/AEAI
+ Italien: Class 2, UNI 9177/87
+ Deutschland: Class K1, DIN 53438/T2
+ Frankreich: M2 NFP 92.507, F4 NFP 16-101-102
- Zigaretten-/Streichholztest:
Kein Entflammen EN1021.1 – 1021.2

- Marine Test: Konform
IMO MSC.307 (88) (2010 FTP Code)
- Luftfahrttest: Konform, FAR/JAR 25-853/855

Technical characteristics Stamskin Top

* *Multi-layer composite
on polyamide-jersey basecloth*

* *Weight: 780 g/qm*
* *Thickness: 1.0 bis 1.2 mm*
* *Roll length: 20 m*
* *Roll width: 140 cm*
* *Abrasion (no damage): > 120.000*
EN ISO 12947-2 Martindale
* *Mold resistance Degree 0, excellent*

* *max. operation temperature: -20°C / +70°C*
* *Tearing resistance: EN ISO 1421*
> 440 N/5 cm
> 280 N/5 cm

* *Flame retardancy:*
- Switzerland: 5.3, SN 198898 – VKF/AEAI
- Italy: Class 2, UNI 9177/87
- Germany: Class K1, DIN 53438/T2
- France: M2 NFP 92.507, F4 NFP 16-101-102
* *Cigarette test Imatch:*
No fire EN1021.1 – 1021.2

* *Marine test: Pass*
IMO MSC.307 (88) (2010 FTP Code)
* *Aeronautical test: Pass, FAR/JAR 25-853/855*

Technische Eigenschaften Skai Pandora Plus

- Materialzusammensetzung
Ca. 3% PVC-PU-Finish
Ca. 12% BW/PES-Gestrick
Ca. 85% PVC Compound

- Gewicht: 800 +/- 50g/qm
- Dicke: 1.35 +/- 0,2 mm
- Rollenlänge: 25 m
- Rollenbreite: 140 cm
- Abrieb: DIN EN ISO 5470-2: trocken/dry
100.000 Martindale Note 2
- Reissfestigkeit (= Höchstzugkraft) nach DIN EN ISO 1421:
- längs: min. 270 N
- quer: min. 180 N
- Lichtechtheit: DIN EN ISO 105-B02, Level 6

- Flammenschutz:
NF M2, BS 5852 IS-0+1, DIN EN 1021-1+2,
DIN EN 4102 (Part 1,B2), MVSS 302,
DIN 53438 (Part 2)

- Öl- und Fettbeständig
- Schweißbeständig,
- Antibakteriell nach JIS Z 2801
- Antimikrobiell
- IMO: FTPC P8

Technical characteristics of Skai Pandora Plus

* *Material composition:*
approx. 3% PVC-PU-Finish
approx. 12% CO/PES knitted fabric
approx. 85% PVC Compound

* *Weight: 800 +/- 50g/qm*
* *Thickness: 1.35 +/- 0,2 mm*
* *Roll length: 25 m*
* *Roll width: 140 cm*
* *Abrasion: DIN EN ISO 5470-2: trocken/dry*
100.000 Martindale Note 2
* *Tearing resistance acc. to DIN EN ISO 1421:*
- longitudinal: min. 270 N
- transverse : min. 180 N
* *Light fastness: DIN EN ISO 105-B02, Level 6*

* *Flame protection:*
NF M2, BS 5852 IS-0+1, DIN EN 1021-1+2,
DIN EN 4102 (Part 1,B2), MVSS 302,
DIN 53438 (Part 2)

* *Resistant to oil and fat*
* *Resistant to sudor*
* *Antibacterial acc. JIS Z 2801*
* *Antimicrobial*
* *IMO: FTPC P8*



zur Farbkonfiguration Ihres Liegenpolsters for configuration of the upholstery colour

Farbauswahlkarte mit Handmuster Colour selection card with origin samle


Wählen Sie – ohne Aufpreis –
zwischen den Kunstledervarianten
Choose between 2 different variants of leatherettes
- without surcharge -

- Stamskin Top® (34 Farben/colours)
- Skai® Pandora Plus (20 Farben/colours)




K. H. Dewert GmbH · Vollmestraße 7 · D-33649 Bielefeld
Postfach 14 40 28 · D-33634 Bielefeld · Germany
Telefon + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-0 · Fax + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-27
Internet: www.khdewert.de · E-Mail: info@khdewert.de

STAMSKIN® TOP



07459 / 56037
Brilliantblau/Caribbean blue



10120 / 56029
Weiß/white



20130 / 56079
Hellbeige/light beige



07422 / 56009
Pergament/vellum



20150
Beigegrau/beige grey



53470
Aqua



50454
Türkis/turquoise



20157
Smaragd/emerald



07459 / 56037
Brilliantblau/Caribbean blue



07485 / 56048
Frühlingsgrün/spring green



50620
Grasgrün/grass-green



07476 / 56051
Narzisse/daffodil yellow



07477 / 56052
Mais/maize yellow



20162
Baumwolle/cotton beige



20161
Hellgrau/light grey



20156
Sand/sandy



07496 / 56068
Piment/pimento



10295 / 56066
Indigoblau/indigo



07436 / 56023
Dunkelblau/dark blue



07480 / 56056
Fliepreviolett/lilac



50621
Dunkelviolett/dark violet



20127 / 56080
Orange/orange



50619
Lachs/salmon



50622
Umbra/umbra



50623
Braun/brown



07432 / 56019
Mausgrau/mouse



20154
Granit/granite



07445 / 56040
Anthrazit/anthracite



00002 / 56024
Schwarz/black



20149
Fuchsiefuchsia



07478 / 56053
Zinnoberrot/cinnabar



07479 / 56054
Carminrot/carmine



50618
Pastellgrün/pastel green




50150
Graubraun/grey brown




20129 / 56083
Schoko/chocolate

skai® Pandoria Plus



64-174
Sky



64-146
weiß/white



64-147
hellbeige/light beige



64-148
kiesel/pebble-beige



64-149
birke/birch



64-150
smoke



64-151
schoko/chocolate brown



64-175
silbergrau/silver-gray



64-153
platin/platinum-grey



64-176
anthrazit/anthracite



64-152
schwarz/black



64-155
gletscher/glacier blue



64-174
Sky



64-173
smaragd/emerald green



64-156
royal blau/royal blue



64-157
maisgelb/maize yellow



64-158
Feuerrot/blazing red



64-179
kirschrot/cherry-red



64-178
fuchsiefuchsia



64-154
limone/lime green



64-177
kaktus/cactus

Aus drucktechnischen Gründen können Abweichungen zwischen den abgebildeten Farben der Musterkarten und dem Original möglich sein. Gerne übersenden wir Ihnen zum Farbabgleich einzelne Farbmuster.

Please notice:
Due to technical reasons colour deviations of printed and origin colours are possible. On request we will send you original samples of the interesting colour(s) for test on site.